



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Anti Aging
Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Low-Voltage
Current

Mirdzoša
Sejas liftings



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



VĒRTĪGI ZINĀT

1. PADOMS

Pirms MicroCurrent Face-Lift tehnoloģijas ieslēgšanas ierīcei ir jābūt sausi.

2. PADOMS

Lai iegūtu vislabākos rezultātus un optimālu funkcionalitāti, noteikti izmanto mūsu īpaši izstrādāto mitrinošo Hydrating MicroCurrent Gel. Gels ir obligāti jāizmanto ar visām mūsu mikrostrāvas ierīcēm.

3. PADOMS

Pēc katras lietošanas reizes notīri ierīci ar GESKE ierīces tīrīšanas līdzekli.



SmartSonic pulsācijas

Liftings un dzīvīgāka āda




Mikrostrāva

5 intensitātes līmeņi



Ieslēgšana/izslēgšana

Nospied uz 1-2 sekundēm



Konturēšana un nostiprināšana

Tonizēta āda



Pretnovecošanās masāža

Jaunības mirdzumam

APGŪSTI PIRMOS SOĻUS

SmartAppGuided™ mikrostrāvu sejas liftingā | 6 in 1 tiek izmantotas mikrostrāvu un SmartSonic Pulsation tehnoloģijas, lai nostiprinātu un paceltu ādu, piešķirot tai jauneklīgu izskatu un veselīgu mirdzumu.



PILNS SEJAS UN KAKLA LIFTINGS

SAGATAVOJIES

Sejai jābūt tīrai un bez dekoratīvās kosmētikas. Uzklāj mūsu īpaši izstrādāto Hydrating MicroCurrent Gel.

IESLĒDZ IERĪCI

Ieslēdz SmartSonic Pulsation un MicroCurrent Face Lift Technology, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Izvēlies vēlamo intensitātes līmeni, izmantojot "pluss" un "mīnuss" pogas.

VEIC ĀDAS LIFTINGU

Sākot no zoda, virzi ierīci gar žokļa līniju, degunu, smaida krunciņām, vaigiem un uz augšu pa kaklu, atkārtojot katru kustību vairākas reizes abās sejas un kakla pusēs.

NOBEIGUMS

Izslēdz ierīci, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes, un notīri ierīci, noskalojot to ar ūdeni. Pēc katras lietošanas reizes notīri ierīci ar GESKE ierīces tīrīšanas līdzekli



PUNKTI, KAM PIEVĒRST UZMANĪBU

ŽOKĻA LĪNIJA

Sākot no zoda, pagriez ierīci sānis un maigi virzi to uz sāniem gar žokļa līniju. Pēc tam virzies līdz smaida krunciņām un virzi ierīci uz augšu un sānis līdz ausij.

SMAIDA KRUNCINĀS

Turot ierīci horizontāli, ritini to no smaida krunciņām uz sāniem gar vaiga kaulu un pēc tam uz augšu līdz deniņiem.

PIERE

Sāc no deniņiem un virzi ierīci ar augšupvērstām kustībām matu līnijas virzienā. Atkārti šo kustību, virzoties šķērsām pāri pieri.

KAKLS

Sāc kakla lejasdaļā pie pleca un virzi ierīci ar augšupvērstām kustībām pa kakla sānu līdz žokļa līnijai. Nevirzi ierīci pāri rīklei. Pēc tam atkārti šo slidošo kustību, bet šoreiz virzi ierīci pāri žoklim līdz vaigu kaulam.

Izveido savu personīgo ādas kopšanas rituālu

un lejupielādē mūsu lietotni GESKE



Moderna lietotne



Video apmācība



Ādas skenēšana ar AI



Ekspertu padomi



Personīgais ceļvedis



Lietotnē pieejamas atbildības



SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA. IZLASI PIRMS LIETOŠANAS.

Pirms pirmās lietošanas reizes izlasi drošības informāciju. Saglabā abas lietošanas instrukcijas.

Īsumā par ierīci

Tavs produkts ir daudzfunkcionāla mikrostrāvu ierīce. To var droši lietot līdz 3 reizēm nedēļā, bet ne biežāk kā reizi dienā. Lūdzu, nelieto to biežāk. Lai gādātu par maksimālu drošību un iegūtu nevainojamus rezultātus, vienmēr ievēro savu personalizēto ādas kopšanas rituālu, ko izveidojusi lietotne GESKE.

Paredzētais lietojums

Geske MicroCurrent Face-Lifter Device ir paredzēta kakla un sejas ādas stimulēšanai un ir indicēta lietošanai bez receptes.

PIEZĪMES PAR LIETOŠANU

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ir pilnībā jāizlasa šī drošības brošūra un īsā lietošanas pamācība. Ir jāsaglabā abu rokasgrāmatu kopijas, jo tajos ir ietverta svarīga informācija par drošu lietošanu, kā arī par tehniskās un juridiskās informācijas prasībām. Ierīce ir ādas kopšanas līdzeklis pieaugušajiem, nevis medicīnas ierīce vai produkts ar medicīniskām vai citām ārstnieciskām īpašībām. Paredzētais lietojums ietver arī īsās lietošanas pamācības, šeit uzskaitīto brīdinājumu un GE personalizēto lietošanas ieteikumu ievērošanu. Ierīce ir uzlādējama un nodrošina ērtu un bezvadu darbību. Pirms pirmās lietošanas tā ir pilnībā jāuzlādē. Tev ir nepieciešams vienīgi komplektācijā iekļautais USB uzlādes kabelis. Sākotnējā uzlāde var ilgt līdz astoņām stundām. Kabelim ir jāpievieno arī magnētiskie kontakti ierīces norādītajos metāla kontaktpunktos. Ja uzlādes kabelis pats nepievienojas, savieno to ar strāvas avotu un gaidi. Tas atkārtoti aktivizē magnētisko efektu, un kontakti tiek automātiski savienoti. Pārļiecinies, ka magnētiskie kontakti savienojas tikai ar ierīces kontaktpunktiem, nevis ar citām metāla virsmām.

Specifikācijas

Materiāli: ABS, silikons, cinka sakausējums | **Izglabāšanas temperatūra:** no -5 līdz +60 °C/no 23 līdz 140 °F | **Akumulators:** Litija jonu 3,7 V | **Akumulatora ietilpība:** 380 mAh | **Maksimālā uzlādes strāva:** 350 mA | **Uzlādes spriegums:** 5 V | **Uzlādes laiks:** apm. 2,5 stundas | **Darbības laiks** atšķiras atkarībā no aktivizētajām tehnoloģijām un intensitātes līmeņiem. | **Saskarne:** USB | **Programmas:** vibrācija: 1 intensitātes līmenis, mikrostrāva: 5 intensitātes līmeņi

Ierīce nav piemērota lietošanai šādos apstākļos:

Nelietojiet, ja Jums ir zināma paaugstināta jutība pret karstumu (piemēram, karstuma nātrene) | Ja apstrādes laikā rodas (pārāk) intensīva karstuma sajūta, procedūra nekavējoties jāpārtrauc

Šādos gadījumos nepieciešama konsultācija ar ārstu, lai noskaidrotu, vai produkts ir piemērots lietošanai:

Ja tev ir sirds slimība, kā arī grūtniecības gadījumā. Lietošanas drošība grūtniecības laikā nav noteikta.

Sīkāka informācija par lietošanu:

Pirms Microcurrent Face-Lift tehnoloģijas izmantošanas produktam jābūt pilnībā sausam. Izmantojiet Microcurrent Face-Lift Technology tikai kopā ar GESKE Hydrating MicroCurrent Gel. Neizmantojiet mikrostrāvas funkciju krūškurvja zonā, ap acīm, kakla viduslīnējā, dzimumorgānu/cirkšņa zonā vai uz opārtušas un iekaisušas ādas, virs dzimumzīmēm un paplašinātiem asinsvadiem. Nekas nav zināms par mikrostrāvas ilgtermiņa ietekmi. Redzes nerva stimulācijas rezultātā lietošanas laikā var tikt uztverta mirgojoša gaisma. Ja šīs sajūtas saglabājas, kad produktu nelieto, meklē medicīnisku palīdzību. Lietošanas laikā var rasties neliela tirpšanas sajūta. Samazini mikrostrāvas intensitāti, lai samazinātu vai novērstu tirpšanu. Elektroniskās uzraudzības ierīces var nedarboties pareizi, kamēr ierīce tiek lietota. Nekad neizmanto produktu, vadot transportlīdzekli vai strādājot ar smagiem mehānismiem. Izstrādājuma atverēs neievieto osus priekšmetus. Produktu drīkst lietot tikai ar īpaši zema sprieguma (SELV) drošības adapteri. Ierīces uzlādēšanai iesakām izmantot standartu IEC60335 barošanas avotu. Nelieto ierīci uz kairinātas vai ievainotas ādas vai atklātām brūcēm (pēc jebkāda veida ievainojumiem), kā arī baktēriju vai vīrusu ādas infekciju gadījumā (lietošanas zonā un citur). Šī ierīce nav paredzēta medicīnisku ādas problēmu vai slimību ārstēšanai. Ja tev ir medicīniskas ādas problēmas vai slimības, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējies ar dermatologu. Nelieto ierīci, ja tā ir 1) netipiski silta, 2) mehāniski bojāta vai deformēta, 3) mainījusi krāsu. Ja lietošanas laikā rodas sāpes un/vai diskomforts, pārtrauc lietošanu un meklē medicīnisku palīdzību. Acu zona ir ļoti jutīga: šo zonu apstrādā īpaši uzmanīgi un izvairies no ierīces saskares ar plakstiņiem vai pašu aci. Izmanto ierīci tikai tā, kā ieteikts tavā personalizētajā rituālā. Higjēnas opsvērumu dēļ mēs iesakām ierīci nelietot kopīgi ar citiem. Ierīce ir paredzēta kosmētiskai lietošanai uz sejas, kakla un dekoltē. GESKE neuzņemas nekādu atbildību par kaitīgām sekām, kas rodas, lietojot produktu uz citām ķermeņa zonām, vai nepareizu lietošanu, pievienojot ierīci nepiemērota sprieguma avotiem, piesārotu ierīci ievadītu šķidrumu vai lodītes. Pirms uzlādes vienmēr pārļiecinies, vai kontaktlīdzda un kontaktdakša ir pilnīgi sausas. Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, īssavienojums vai aizdegšanās. Ierīci nedrīkst lietot, kamēr tā ir pievienota strāvas kontaktligzdai.

Brīdinājumi

Nepareizas lietošanas gadījumā pastāv savainojumu risks!

Izmanto ierīci tikai tā, kā aprakstīts īsajā lietošanas pamācībā un video instrukcijās. Ja tev joprojām ir jautājumi, lūdz, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu, rakstot uz support@geske.com.

Aizdegšanās rada savainojumu risku.

Nedzēs ierīci ar ūdeni. Nemet ierīci uguni.

Bojāti akumulatori rada savainojumu risku.

Nepareiza rīcība ar akumulatoriem var izraisīt nekontrolētu eksotermisku reakciju. Šādā gadījumā nekavējoties un pareizi atbrīvojies no visas ierīces.

Savainojumu risks bērniem.

Glabā ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Savainojumu risks elektriskās strāvas trieciena dēļ.

Šķidrums var sabojāt uzlādes ķēdi un apdraudēt tavu veselību. Tīrīšanas laikā atvieno ierīci no uzlādes vada/ķēdes.

Bojājumu risks magnētisko lauku dēļ.

Magnētiskie lauki var ietekmēt mehāniskos un elektroniskos komponentus, piemēram, elektrokardiostimulatorus. Neizmanto ierīci tieši virs elektrokardiostimulatora. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinies ar savu ārstējošo ārstu. Nenovieto ierīces tuvumā kartes ar magnētiskajām sloksnēm (piemēram, kredītkartes), jo izstrādājuma magnēti var tās sabojāt. Bojājumu risks apkārtējās temperatūras maiņas dēļ.

Apkārtējās temperatūras maiņa (piem., pēc transportēšanas) var izraisīt kondensāta veidošanos. **Šādā gadījumā nedarbini ierīci, kamēr tā nav pilnā gaisma.** Ja ierīce ir kondensāta veidošanās laikā, izņem to no ierīces un ļauj tai izžūt. Ja ierīce ir kondensāta veidošanās laikā, izņem to no ierīces un ļauj tai izžūt. Ja ierīce ir kondensāta veidošanās laikā, izņem to no ierīces un ļauj tai izžūt.

Lietošana ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 50 °C/122 °F.

Bojājumu risks pārāk ilgas uzlādes dēļ.

Pēc katra uzlādes procesa atvieno uzlādes vadu no ķēdes.

Uzlāde ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 45 °C/113 °F.

Informācija par ierīces utilizāciju un EEIA. Šī elektroierīce pirmo reizi tika izlaista pēc 2005. gada 13. augusta. Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu un nacionālajiem noteikumiem šajā piegādē iekļautās elektriskās ierīces un elektroniskās detaļas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīces kalpošanas laika beigās tie ir jānodod pašvaldības savākšanas punktā, lai nodrošinātu videi draudzīgu utilizāciju.

Piezīmes par akumulatoriem / atkārtoti uzlādējamām baterijām

Lietošana ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 50 °C/122 °F.

Bojājumu risks pārāk ilgas uzlādes dēļ.

Pēc katra uzlādes procesa atvieno uzlādes vadu no ķēdes.

Uzlāde ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 45 °C/113 °F.



Informācija par ierīces utilizāciju un EEIA. Šī elektroierīce pirmo reizi tika izlaista pēc 2005. gada 13. augusta. Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu un nacionālajiem noteikumiem šajā piegādē iekļautās elektriskās ierīces un elektroniskās detaļas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīces kalpošanas laika beigās tie ir jānodod pašvaldības savākšanas punktā, lai nodrošinātu videi draudzīgu utilizāciju.

Piezīmes par akumulatoriem / atkārtoti uzlādējamām baterijām

Akumulatoru un uzlādējamo bateriju izplatīšanas kontekstā saskaņā ar Eiropas noteikumiem mums ir pienākums informēt patērētāju par tālāk minēto: Tev ir juridisks pienākums atgriezt akumulatorus un uzlādējamās baterijas. Pēc lietošanas vari tos atgriezt mums, nogādāt pašvaldības savākšanas punktā vai bez maksas nogādāt vietējam izplatītājam. Akumulatori un uzlādējamās baterijas ir marķēti šādi:



Šie simboli nozīmē, ka tu kā patērētājs nedrīkst izmest akumulatorus un uzlādējamās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. Akumulatori un uzlādējamās baterijas, kas satur kaitīgas vielas, ir marķētas ar vienu no šiem simboliem. Simbols sastāv no pārsvītrotas atkritumu urnas ar riteņiem un smagā metāla ķīmiskā simbola, kas ir galvenais piesārņotājs. Sīkāks iepriekš minēto simbolu skaidrojums ir šāds:

Piezīmes par litija akumulatoriem/uzlādējamām baterijām

Litija akumulatori un litija uzlādējamās baterijas var atpazīt pēc ķīmiskā simbola Li*. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai mēs vēlamies arī norādīt: Atbrīvojoties no litija akumulatoriem vai uzlādējamām baterijām, atdodot tās mums, nogādājot pašvaldības savākšanas punktā vai nododot vietējam mazumtirdzniecībai vai valsts atkritumu savākšanas uzņēmumiem, lūdz, pārļiecinies, ka tie ir pilnībā izlādējušies. Mēs arī pieprasām, lai tu pārklāj akumulatora kontaktvirsmas, kas apzīmētas ar "+" un "-" ar līmlenti, lai izvairītos no aizdegšanās riska.



GESKE Beauty Tech GmbH (Leipziger Platz 18, 10117 Berlin) ar šo paziņo, ka visas elektroniskās ierīces atbilst piemērojamo Eiropas direktīvu 2014/30/ES un 2011/65/ES attiecīgajiem nosacījumiem.

Atbildības ierobežojums

Saskaņā ar juridiskajām direktīvām uzņēmums GESKE Beauty Tech GmbH un/vai tā mazumtirgotāji ir atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies GESKE Beauty Tech GmbH, pārstāvja vai aizvietotāja tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Uzņēmums GESKE Beauty Tech GmbH un/vai tā mazumtirgotāji ir atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas saistīti ar tīšu vai rupju nolaidību, kā arī par kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai un būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpumu. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Turklāt atbildība pret patērētājiem saistībā ar pieņemto garantiju, izņemot tīšas vai rupjas nolaidības vai dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojumu gadījumus un būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpumu, ir ierobežota tipisko, paredzamo līmeņa apmērā. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Attiecībā uz uzņēmumiem, izņemot gadījumus, ja radies GESKE Beauty Tech GmbH nodarīts kaitējums dzīvībai vai veselībai, vai tīša vai rupja nolaidība, uzņēmuma un/vai tā mazumtirgotāju atbildība aprobežojas ar tipiskiem, paredzamiem zaudējumiem līguma noslēgšanas brīdī, un arī šim līgumam raksturīgo vidējo zaudējumu līmeni. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Uzņēmums neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kuru cēlonis ir: šīs rokasgrāmatas norādījumu neievērošana/neatbilstoša lietošana/neaizsargāta izmaiņas/tehniskas modifikācijas/neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana/neaizsargāta piederumu izmantošana. Atbildības prasības saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem saistībā ar atbildību par izstrādājumu paliek nesaņemtas.