

Mikrovooluga näo tõstmise seade
GK000015GY01



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Anti Aging
Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Low-Voltage
Current

Kohene

Näo
pinguldamine



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



HEA TEADA

NIPP 01

Enne mikrovooluga näopinguldamistehnoloogias sisselülitamist veenduge, et seade oleks kuiv

NIPP 02

Parimate tulemuste ja optimaalse funktsionaalsuse saavutamiseks kasutage kindlasti meie spetsiaalselt koostatud niisutavat mikrovoolgeeli. Geeli kasutamine kõigi meie mikrovooluseadmetega on kohustuslik.

NIPP 03

Puhastage oma seadet pärast iga kasutuskorda GESKE seadme puhastusvahendiga.



SmartSonicu pulsatsioon

Tõstmine ja taaselustamine



Mikrovool



5 intensiivsust



Sisse-/väljalülitusnupp

Vajutage 1-2 sekundit

2.5 h laadimisaeg



Kontuurimine ja pinguldamine

Toonitud nahk



Vananemisvastane massaaž

Nooruslik sära

ÕPPIGE EDUKALT ESIMESI SAMME

SmartAppGuided™ MicroCurrent näolift | 6 in 1 kasutab MicroCurrenti ja SmartSonicu pulsatsioonitehnoloogiaid, et pinguldada ja tõsta su nahka, andes sellele noorusliku välimuse ja terve sära.



TÄIELIK NÄO JA KAELE PINGULDAMINE

ETTEVALMISTUS

Veenduge, et teie nägu oleks puhas ja meigita. Kandke peale meie spetsiaalselt loodud niisutav mikrovoolugeel.

SISSELÜLITAMINE

Lülitage SmartSonicu pulsatsiooni- ja mikrovooluga näopinguldamistehnoloogia sisse, hoides toitenuppu 2 sekundit all. Valige pluss- ja miinusnuppude abil soovitud intensiivsus.

PINGULDAMINE

Alustades lõuast libistage seadet mööda lõualuud, nina, naerukurde, põski ja kaela üles, korrates iga liigutust mitu korda mõlemal pool nägu ja kaela.

LÕPETAMINE

Lülitage seade välja, hoides toitenuppu 2 sekundit all, ja loputage seadet puhastamiseks veega. Puhastage oma seadet pärast iga kasutuskorda GESKE seadmepuhastusvahendiga.



PUNKTID, MILLELE TÄHELEPANU PÖÖRATA

LÕUAJOOJON

Keerake seade külili ja libistage alates lõuast õrnalt mööda lõuajoont väljapoole. Järgmisena liikuge üles ninavoldi juurde ja libistage seadet üles ning väljapoole kõrva juurde.

NAERUKURRUD

Hoidke seadet horisontaalselt ja rullige mööda põsesarna nina-suuvoltidest väljapoole ja seejärel üles oimukohani.

OTSMIK

Alustage oimukohast ja libistage seadet ülespoole juuksepiirini. Korrake seda liigutust, liikudes üle otsmiku.

KAEL

Alustage kaela alaosast, öla juurest ja libistage seadet ülespoole kaela küljelt kuni lõuajooneni. Ärge liikuge üle kõri. Järgmisena korrake seda libisevat liigutust, kuid seekord lõualuust kuni põsesarnani.

Looge oma isiklik nahahooldusrutiin

ja laadige alla meie GESKE rakendus



Täiustatud Rakendus



Video-juhiseiga



Tehisintelligentsiga Nahaskaneering



Ekspert-näpunäiteid



Isiklik juh



Rakendusesisesed preemiad



OLULINE OHUTUSTEAVE. LUGEGE ENNE KASUTAMIST.

Enne esimest kasutamist lugege läbi ohutusteave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid alles.

Teie toote ülevaade

Teie toode on mitmeotstarbeline mikrovooluseade. Seda on ohutu kasutada kuni kolm korda nädalas, kuid mitte rohkem kui üks kord päevas. Ärge kasutage seda sagedamini. Maksimaalne ohutuse ja ideaalsete tulemuste saavutamiseks järgige alati GESKE äpis teie jaoks loodud isikupärastatud nahahooldusrutiini.

Kasutusotstarve

Geske mikrovooluga näonaha pinguldav seade on mõeldud kaela- ja näonaha stimuleerimiseks ning on näidustatud kasutamiseks käsimüügis.

MÄRKUSED KASUTAMISE KOHTA

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb siinne ohutusteave ja kiirjuhend täielikult läbi lugeda. Jätke kindlasti mõlemad dokumendid alles, kuna need sisaldavad olulist teavet ohutu kasutamise ning tehnilise ja juurildise teabe nõuete kohta. Seade on täiskasvanutele mõeldud nahahooldustoodete, mitte meditsiiniseadete ega meditsiiniliste või muude ravimadustega toodete. Sihtotstarbeline kasutamine hõlmab ka kiirjuhendi, siin loetletud hoiatuste ja GE isikupärastatud rakendussoovituste järgimist. Seade on taastatav ning võimaldab mugavat ja juhtmevaba töötamist. Enne esmakordset kasutamist tuleb see täielikult laadida. Kõik, mida vajate, on kaasas olev USB laadimiskaabel. Esialgne laadimine võib võtta kuni kaheksa tundi. Kaabel tuleb dokkida mõlema magnetkontaktiga seadme ettenähtud metallist kontaktpunktidest. Kui laadimiskaabel ei kinnitu iseenesest, ühendage see vooluvõrku ja oodake. See taasaktiveerib magnetilise efekti ja kontaktid ühenduvad automaatselt. Veenduge, et magnetkontaktid ühenduksid ainult seadme kontaktpunktidega, mitte muude metallpindadega.

Tehnilised andmed

Materjalid: ABS, silikoon, tsingisulam | **Säilitustemperatuur:** -5 kuni +60 °C / 23 kuni 140 °F | **Aku:** liitiumioon 3,7 V | **Aku mahutavus:** 380 mAh | **Maksimaalne laadimisvool:** 350 mA | **Laadimispinge:** 5V | **Laadimisae:** ca 2,5 tundi | **Tööaeg erineb** olenevalt aktiveeritud tehnoloogiatest ja intensiivsusest. | **Liides:** USB | **Programmid:** Vibratsioon: 1 intensiivsus, mikrovool: 5 intensiivsus

Toode ei sobi kasutamiseks järgmistel tingimustel:

Ära kasuta, kui oled teadaolevalt kuumuse suhtes ülitundlik (nt kuumaurtikaaria) Kui kasutamise ajal tekib (liiga) intensiivne kuumustunne, tuleb kasutamine kohe katkestada

Järgmistel juhtudel on vajalik konsulteerimine arstiga, kas toode sobib teile kasutamiseks:

kui teil on südamehaigus ja raseduse korral. Raseduse ajal kasutamise ohutust ei ole kindlaks tehtud.

Lisateave kasutamise kohta

Enne mikrovooluga nägu pinguldava tehnoloogia kasutamist peab toode olema täielikult kuiv. Mikrovooluga nõustestetehnoloogiat võib kasutada ainult koos GESKE niisutava mikrovoolugeelliga. Ärge kasutage mikrovoolu funktsiooni rindkere piirkonnas, silmade ümbruses, kaela keskjoonel, suguelundite/kubeme piirkonnas ega punasel ja põletikulisel nahal, sünnimärkidel ja laienenud veresoontel. Mikrovoolu pikaajaliste mõjude kohta pole midagi teada. Nägemisnärvi stimulatsiooni tulemusena võib kasutamise ajal tajuda vilkuvat valgust. Kui see püsib ka siis, kui toodet ei kasutata, pöörduge arsti poole. Pealekandmise ajal võib tekkida kerge kipitustunne. Kipituse vähendamiseks või kõrvaldamiseks vähendage mikrovoolu intensiivsust. Elektroonilised jälgimisseadmed ei pruugi seadme kasutamise ajal korralikult töötada. Ärge kunagi kasutage toodet autojuhtimise või raskemasinatega töötamise ajal. Ärge torgake toote avardesse teravaid esemeid. Toodet võib kasutada ainult koos eriti madala pingega (SELV) turvaadapтерiga. Soovitame seadme laadimiseks kasutada standardeid IEC60335 toiteallikaid. Ärge kasutage toodet ärritunud või vigastatud nahal ega lahtistel haavadel (pärast mistahes vigastust), naha bakteriaalsete või viirusnakkuste korral (nii kasutuspiirkonnas kui ka mujal). See toode ei ole ette nähtud meditsiiniliste nahaseisundite või -haiguste raviks. Kui teil on meditsiinilisi nahaseisundeid või -haigusi, pidage enne selle toote kasutamist nõu dermatoloogiga. Ärge kasutage toodet, kui see on 1) ebatavaliselt kuum, 2) mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3) värvi muutunud. Kui kasutamise ajal tekib valu ja/või ebamugavustunne, lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole. Silmaümbrus on väga tundlik: Olge selles piirkonnas eriti ettevaatlik ja vältige toote kokkupuudet silmalauude või silmaga. Kasutage toodet ainult nii, nagu teie isikupärastatud rutiin on soovitatud. Hügieenikaalutlustel soovitame teil oma toodet mitte kellegi teisega jagada. Toodet on mõeldud kosmeetiliseks kasutamiseks näol, kaelal ja dekolteel. GESKE ei vastuta kahjulike tagajärgede eest, mis tulenevad kasutamisest teistel kehapiirkondadel või muul ebaõigisel kasutamisel, ühendamisel sobimatute pingelikutega, saastunud juhtiva vedeliku või kuulidega. Enne laadimist veenduge alati, et pistik ja pistikupesad on täiesti kuivad. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök, lühis või tulekahju. Toodet ei tohi kasutada, kui see on vooluvõrku ühendatud.

Hoiatused

Vigastusoht valesti kasutamise korral!

Kasutage toodet ainult nii, nagu on kirjeldatud kiirjuhendis ja videojuhistes. Kui teil on endiselt küsimusi, võtke ühendust meie klienditoeaga aadressil support@geske.com.

Vigastusoht tulekahju/süttimise tõttul!

Ärge kasutage toodet veega. Ärge visake toodet tulle.

Vigastusoht vigaste akude tõttul!

Akude ebaõige käsitlemine võib põhjustada kontrollimatut eksotermilist reaktsiooni. Sellisel juhul visake kogu toode viivitamatult ja nõuetekohaselt ära.

Vigastusoht lastele!

Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Elektriöögist tulenev vigastusoht!

Vedelik võib kahjustada laadimisahelat ja ohustada teie tervist. Ühendage toode puhastamise ajaks laadimiskaablist/vooluringist lahti.

Magnetvälja kahjustuste oht!

Magnetväljad võivad mõjutada mehaanilisi ja elektroonilisi komponente, näiteks südamestimulaatoreid. Ärge kasutage toodet otse südamestimulaatori kohal. Lisateave saamiseks võtke ühendust oma raviarstiga. Ärge asetage magnetribadega kaarte (nt krediitkaarte) toote lähedusse, kuna toote magnetid võivad neid kahjustada.

Kahjustuste oht ümbritseva temperatuuri muutumise tõttul!

Ümbritseva temperatuuri muutumine (nt pärast transportimist) võib põhjustada kondensaadi teket. Sellisel juhul ärge kasutage toodet enne, kui see on uue ümbritseva temperatuuriga kohanenud. Ärge kunagi jätke toodet otse päikesevalguse või äärmusliku kuumuse kätte või keeva vee alla.

Ohutu kasutamine kuni ümbritseva temperatuurini 50 °C/122 °F.

Liiga pikk laadimine kahjustab seadet!

Pärast iga laadimisprotsessi ühendage laadimiskaabel vooluringist lahti.

Ohutu laadimine kuni ümbritseva temperatuurini 45 °C/113 °F.

Teave seadme utiliseerimise ja elektroonikaromude kohta. See elektriseade lasti esmakordselt turule pärast 13. augustit 2005. Vastavalt Euroopa WEEE direktiivile ja riiklikele eeskirjadele ei tohi selle tarnekaasas olnud elektriseadmeid ja elektroonilisi osi olmejäätmete hulka visata. Tootet eluaia lõpus tuleb need keskkonnasõbraliku kõrvaldamise tagamiseks ära anda kohalikus kogumispunktis.

Märkused akude / taastatavate akude kohta

Ohutu kasutamine kuni ümbritseva temperatuurini 50 °C/122 °F.

Liiga pikk laadimine kahjustab seadet!

Pärast iga laadimisprotsessi ühendage laadimiskaabel vooluringist lahti.

Ohutu laadimine kuni ümbritseva temperatuurini 45 °C/113 °F.



Teave seadme utiliseerimise ja elektroonikaromude kohta. See elektriseade lasti esmakordselt turule pärast 13. augustit 2005. Vastavalt Euroopa WEEE direktiivile ja riiklikele eeskirjadele ei tohi selle tarnekaasas olnud elektriseadmeid ja elektroonilisi osi olmejäätmete hulka visata. Tootet eluaia lõpus tuleb need keskkonnasõbraliku kõrvaldamise tagamiseks ära anda kohalikus kogumispunktis.

Märkused akude / taastatavate akude kohta

Akude ja taastatavate akude turustamise kontekstis oleme vastavalt Euroopa eeskirjadele kohustatud teid kui tarbijat teavitama järgmisest. Olete seaduslikult kohustatud akud ja taastatavad akud tagastama. Pärast kasutamist saate need tagastada meile, vää kohaliku kogumispunkti või toimetada tasuta kohalikule edasimüüjale. Akud ja taastatavad akud on märgistatud järgmiselt:



Need sümbolid tähendavad, et teie kui tarbija ei saa akusid ega taastatavaid akusid olmejäätmete hulka visata. Kahjulikke aineid sisaldavad akud ja taastatavad akud on märgistatud ühega neist sümbolitest. Sümbol koosneb läbikriipsutatud rastest, prügikastist ja peamise saasteaine raskemetalli keemilisest sümbolist. Üksikasjalikumalt tähendavad ülalnimetatud sümbolid järgmist.

Märkused liitiumakude/taastatavate akude kohta

Liitiumakud ja taastatavad liitiumakud tunnete ära keemilise sümboli Li* järgi. Lisaks ülaltoodud teabele juhib tähelepanu ka järgmisele. Liitiumakude või taastatavate akude äraviskamisel, kas need meile tagastades, viies need kohaliku kogumispunkti või andes need kohalikele jaemüüjatele või jäätmekäitlusteetevõtetele, veenduge, et need on täielikult tühjenenud. Samuti palume teil tuleohtu vältimiseks katta kleplindiga aku kontaktpinnad, millel on märgistus „+“ ja „-“.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin kinnitab käesolevaga, et kõik elektroonikaseadmed vastavad kehtivate Euroopa direktiivide 2014/30/EL ja 2011/65/EL asjakohastele tingimustele.

Vastutuse piirang

GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle jaemüüjad vastutavad vastavalt juurildiliste eeskirjadele kahjude eest, mis on põhjustatud ettevõtte GESKE Beauty Tech GmbH, selle esindaja või agendi tahtlikust või raskest hooletusest. GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle edasimüüjad vastutavad ainult tahtliku või raske hooletu käitumisega seotud kahjude eest, välja arvatud eluohtlikud, jäseme- või tervisevigastused ning oluliste lepinguliste kohustuste rikkumine (põhikohustused). See kehtib ka kaudsete kahjude, eelkõige saamata jäänud kasumi kohta. Lisaks sellele piirub vastutus tarbijate ees võetud garantii tõttu, välja arvatud tahtliku või raske hooletu käitumise või eluohtliku, jäseme- või tervisekahjustuse ning oluliste lepinguliste kohustuste (põhikohustuste) rikkumise korral kasumi kohta. Ettevõtete puhul, välja arvatud juhul, kui GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle jaemüüjad on tekitanud eluohtlikke, jäseme- ja tervisevigastusi või käitunud tahtlikult või raskest hooletult, piirub vastutus lepingu sõlmimisel tekkivate tüüpiliste prognoositavate kahjudega lepingu sõlmimisel ning ka sellele lepingule omase keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude, eelkõige saamata jäänud kasumi kohta. Ei võeta vastutust kahjude eest, mis on tingitud järgmisest: selle juhendi mittejärgimine, sobimatu kasutamine, vooltamat muudatused, tehnilised muudatused, heakskiitmata varuosade kasutamine, heakskiitmata lisatarvikute kasutamine. Saksamaa tootevastutuse seadustest tulenevaid vastutusnõudeid see ei mõjuta.