



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Anti Aging
Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Low-Voltage
Current

Momentinis
Veido patempimas



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GERAI ŽINOTI

PATARIMAS 01

Prieš įjungiant „MicroCurrent Face Lift Technology“, įsitikink, kad prietaisas yra sausas

PATARIMAS 02

Geriausiams rezultatams ir optimaliam funkcionalumui gauti būtinai naudok mūsų specialiai sukurtą drėkinamąjį mikrorovės gelį. Privaloma naudoti gelį su visais mūsų mikrorovės prietaisais.

PATARIMAS 03

Po kiekvieno naudojimo nuvalyk įrenginį GESKE prietaiso valikliu.



„SmartSonic“ pulsacijos

Pakelk ir atgaivink




Mikrorovė

5 intensyvumo lygiai



Įj./Išj.

Paspausk 1–2 sekundes



Kontūravimas ir stangrinimas

Tonizuota oda



Odos senėjimo procesą stabdantis masažas

Jaunatviškas švytėjimas

ĮVALDYK PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS

„SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lifter“ | 6 viename naudoja „MicroCurrent“ ir „SmartSonic Pulsation“ technologijas, kad stangrintų ir pakeltų odą, suteikdama jai jaunatvišką išvaizdą ir sveiką spindesį.



VISO VEIDO IR KAKLO PAKĖLIMAS

PASIRUOŠIMAS

Įsitikink, kad veidas yra švarus ir be makiažo. Užtepk mūsų specialiai sukurtą drėkinamąjį mikrosrovės gelį.

ĮJUNGIMAS

Įjunk „SmartSonic Pulsation“ ir „MicroCurrent Face Lift“ technologiją laikydamas (-a) maitinimo mygtuką 2 sekundes. Pliuso ir minuso mygtukais pasirink norimą intensyvumą.

PATEMPIMAS

Pradėk nuo smakro, slysk prietaisu žandikaulio liniją, nosimi, šypsenos linijomis, skruostais ir kaklu, kiekvieną judesį kartok kelis kartus abiejose veido ir kaklo pusėse.

UŽBAIGIMAS

Išjunk įrenginį laikydamas (-a) maitinimo mygtuką 2 sekundes ir nuplauk jį vandeniu, kad išvalytum. Po kiekvieno naudojimo valyk įrenginį GESKE prietaiso valikliu.



TAŠKAI Į TIKSLĄ

ŽANDIKAULIO LINIJA

Pradėk nuo smakro, pasuk prietaisą šonu ir švelniai stumk jį į išorę išilgai žandikaulio linijos. Tada pereik į nosies raukšlę ir stumk prietaisą aukštyn ir į išorę prie ausies.

ŠYPSENOS LINIJOS

Laikydama (-a) prietaisą horizontaliai, pasuk nuo šypsenos linijų į išorę išilgai skruosto kaulo ir tada iki smilkinio.

KAKTA

Pradėk nuo smilkinio stumdama(-a) prietaisą aukštyn link plaukų linijos. Šį veiksmą kartok išilgai kaktos.

KAKLAS

Pradėk nuo kaklo apačios palei petį stumdama (-a) prietaisą aukštyn kaklo šonu iki žandikaulio linijos. Neliesk gerklės. Tada pakartok šį slydimo judesį, bet šį kartą eik per žandikaulį iki skruostikaulio.

**Sukurk savo asmeninę
odos priežiūros rutiną**
ir atsisiųsk mūsų GESKE programėlę



Išplėstinė
Programėlė



Vaizdo įrašas
Vadovaujama



DI pagrindų
Odos skenavimas



Ekspertas
Patarimai



Asmeninis
Vadovas



Programėlėje
Apdovanojimai



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA. PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJANT.

Prieš naudojant pirmą kartą perskaityk saugos informaciją. Išsaugok abi naudojimo instrukcijas.

Trumpas tavo produkto pristatymas

Tavo gaminy yra daugiafunkcis mikrosrovių prietaisas. Jį saugiai naudot galimai iki 3 kartų per savaitę, bet ne dažniau kaip kartą per dieną. Nenaudok dažniau. Siekiant maksimalios saugos ir idealių rezultatų, visada laikyksi savo suasmenintos odos priežiūros rutinos, sukurtos naudojant „GESKE“ programėlę.

Paskirtis

„Geske MicroCurrent Face-Lifter Device“ – tai prietaisas kaklo ir veido odai stimuliuoti ir yra skirtas naudoti be recepto.

PASTABOS APIE NAUDOJIMĄ

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, reikia perskaityti visą šią saugos brošiūrą ir trumpą vadovą kaip pradėti naudoti prietaisą. Abu vadovai turėtų būti saugomi, nes juose yra svarbi informacija apie saugų naudojimą, taip pat apie techninės ir teisinės informacijos reikalavimus. Prietaisas yra odos priežiūros produktas suaugusiems, o ne medicinos prietaisas ir ne produktas, turintis medicininių ar kitų gydymųjų savybių. Numatytas naudojimas taip pat apima trumpo vadovo kaip pradėti naudoti produktą, čia išvardytų įspėjimų ir asmeninių GE rekomendacijų laikymąsi. Prietaisas yra įkraunamas ir leidžia patogiai bei be laido žiūrėti būdu valdyti. Prieš pirmą kartą naudojant, jis turi būti visiškai įkrautas. Viskas, ko tau reikia, yra pridėdamas USB įkrovimo laidas. Pradinis įkrovimas gali užtrukti iki aštuonių valandų. Laidas turi būti prijungtas prie abiejų magnetinių kontaktų ant įrenginio nurodytų metalinių kontaktinių taškų. Jei įkrovimo laidas neprisijungia pats, prijunk jį prie maitinimo šaltinio ir palauk. Taip vėl suaktyvinamas magnetinis efektas ir kontaktai susijungia automatiškai. Įsitikink, kad magnetiniai kontaktai jungiasi tik prie prietaiso kontaktinių taškų, o ne prie kitų metalinių paviršių.

Specifikacijos

Medžiagos: ABS, silikonas, cinko lydinys | **Laikymo temperatūra:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterija:** ličio jonų 3,7 V | **Baterijos talpa:** 380 mAh | **Maksimali įkrovimo srovė:** 350 mA | Įkrovimo įtampa: 5V | **Įkrovimo laikas:** apytiksl. 2,5 valandos | **Veikimo laikas** skiriasi priklausomai nuo aktyvintų technologijų ir intensyvumo. | **Sąsaja:** USB | **Programos:** Vibracija: 1 intensyvumas, mikrosrovė: 5 intensyvumo lygiai

Produktas netinka naudoti tokiomis sąlygomis:

Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas karščiui (pvz., karščio dilgėlinė) |
Jeigu naudojimo metu jaučiamas (per) didelis karščio pojūtis, naudojimą reikia nedelsiant nutraukti

Šiais atvejais būtina pasikonsultuoti su gydytoju, ar produktas yra tinkamas naudoti:

Jei sergate širdies liga, ir nėštumo atveju. Vartojimo nėštumo metu saugumas nenustatytas.

Daugiau informacijos apie naudojimą:

Prieš naudojant „Microcurrent Face-Lift Technology“, gaminy turi būti visiškai sausas. „Microcurrent Face Lift“ technologija naudojama tik kartu su GESKE drėkinančiu mikrosrovės geliu. Nenaudok mikrosrovių funkcijos krūtinės srityje, aplink akis, kaklo vidurinėje linijoje, lytinių organų ir (arba) kirkšnių srityje arba ant paraudusios ir uždegusios odos, virš apgamų ir išsiplėtusių kraujagyslių. Nieko nežinoma apie ilgalaikį mikrosrovės poveikį. Dėl regos nervo stimulavimo naudojimo metu gali būti jaučiama mirksinti šviesa. Jei tai išlieka, kai produktas nenaudojamas, kreipkis į gydytoją. Naudojimo metu gali atsirasti nedidelis dilgčiojimo pojūtis. Sumažink mikrosrovės intensyvumą, kad sumažintum arba pašalintum dilgčiojimą. Elektroniniai stebėjimo įrenginiai gali tinkamai neveikti, kai įrenginys naudojamas. Niekada nenaudokite gaminio vairuodamas (-a) arba valdydamas (-a) sunkius mechanizmus. Nekišk aštrių daiktų į gaminio angas. Gaminį galima naudoti tik su saugiu ypač žemos įtampos (SELV) adapteriu. Įrenginui įkrauti rekomenduojame naudoti standartinius IEC60335 maitinimo šaltinius. Nenaudok produkto ant sudirgusios ar sužeistos odos ar atvirų žaizdų (po bet kokių sužalojimų), esant bakterinėms ar virusinėms odos infekcijoms (naudojimo vietoje ir kitur). Šis produktas nėra skirtas odos ligoms ar kitiems susirgimams gydyti. Jei sergi odos ligomis ar turi kitų medicininių nusikundimų, prieš naudojant šį produktą pasitark su savo dermatologu. Nenaudok gaminio, jei jį nepatstai šiltas, 2) mechanškai pažeistas arba deformuotas, 3) pakitusios spalvos. Jei naudojimo metu atsiranda skausmas ir (arba) diskomfortas, nutrauk naudojimą ir kreipkis į gydytoją. Aklių sritis yra labai jautri: būk ypač atsargus (-i) šioje srityje ir venk produkto sąlyčio su akių vokais ar akimis. Naudok gaminį tik taip, kaip rekomenduojama pagal asmeninę rutiną. Higienos sumetimais rekomenduojame nesisalinti savo gaminio su niekuo kitu. Priemonė skirta veido, kaklo ir dekoltė kosmetiniam naudojimui. GESKE neprisiima atsakomybės už žalingas pasekmes, kilusias naudojant kitose kūno vietose ar kitaip netinkamai naudojant, prijungus prie netinkamų įtampų šaltinių, užteršus laidų įjį skystį ar kamuoliukus. Prieš įkraunant visada įsitikink, kad kištukas ir lizdas yra visiškai sausi. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, trumpasis jungimas arba gaisras. Gaminio negalima naudoti, kai jis prijungtas prie maitinimo lizdo.

Įspėjimai

Neteisingai naudojant galima susižeisti!

Naudok produktą tik taip, kaip aprašyta trumpame vadove kaip pradėti naudoti produktą ir vaizdo įrašo instrukcijose. Jei vis dar turi klausimų, susisiek su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba adresu support@geske.com.

Pavojus susižeisti dėl gaisro ir (arba) užsidegimo!

Negesink produkto vandeniu. Nemesk produkto į ugnį.

Sužalojimo pavojus dėl sugedusių baterijų!

Netinkamas baterijų valdymas gali sukelti nekontroliuojamą egzoterminę reakciją. Tokiu atveju nedelsdami ir tinkamai išmeskite visą gaminį.

Pavojus susižeisti vaikams!

Produktą laikyk vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus susižeisti dėl elektros smūgio!

Skystis gali pažeisti įkrovimo grandinę ir sukelti pavojų sveikatai. Valydamas (-a) produktą atjunk nuo įkrovimo laido ir (arba) grandinės.

Sugadinimo pavojus dėl magnetinių laukų!

Magnetiniai laukai gali paveikti mechaninius ir elektroninius komponentus, pavyzdžiui, širdies stimulatorius. Nenaudok produkto tiesiai virš širdies stimulatoriaus. Daugiau informacijos gauši susisiekęs (-usi) su savo gydančiu gydytoju. Nedėk kortelių su magnetinėmis juostelėmis (pvz., kredito kortelių) šalia gaminio, nes gaminio magnetai gali jas sugadinti.

Sugadinimo pavojus dėl besikeičiančios aplinkos temperatūros!

Keičiantis aplinkos temperatūrai (pvz., po transportavimo), gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju nenaudok produkto, kol jis neprisitaiko prie naujos aplinkos temperatūros. Niekada nelaikyk produkto tiesioginiuose saulės spinduliuose, dideliame karštyje ar verdančiame vandenyje.

Saugu naudoti iki 50 °C/122 °F aplinkos temperatūros.

Pavojus sugadinti dėl per ilgo įkrovimo!

Po kiekvieno įkrovimo atjunk įkrovimo laidą nuo grandinės.

Saugus įkrovimas iki 45 °C/113 °F aplinkos temperatūros.

Informacija apie įrenginio šalinimą ir EEJ atliekas. Šis elektros prietaisas pirmą kartą buvo išleistas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Vadovaujantis Europos EEJ atliekų direktyva ir nacionaliniais teisės aktais, šiame pristatyme esančių elektros prietaisų ir elektroninių dalių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus produkto eksploatavimo laikui, jį reikia išmesti į komunalinį surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas nekenksmingas aplinkai išmetimas.

Pastabos dėl baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Saugu naudoti iki 50 °C/122 °F aplinkos temperatūros.

Pavojus sugadinti dėl per ilgo įkrovimo!

Po kiekvieno įkrovimo atjunk įkrovimo laidą nuo grandinės.

Saugus įkrovimas iki 45 °C/113 °F aplinkos temperatūros.



Informacija apie įrenginio šalinimą ir EEJ atliekas. Šis elektros prietaisas pirmą kartą buvo išleistas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Vadovaujantis Europos EEJ atliekų direktyva ir nacionaliniais teisės aktais, šiame pristatyme esančių elektros prietaisų ir elektroninių dalių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus produkto eksploatavimo laikui, jį reikia išmesti į komunalinį surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas nekenksmingas aplinkai išmetimas.

Pastabos dėl baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Platindami baterijas ir įkraunamas baterijas, pagal Europos reglamentus, privalome tavę kaip vartotoją, informuoti apie tai: esi teisiskai įpareigotas (-a) grąžinti baterijas ir įkraunamas baterijas. Po naudojimo gali grąžinti mums, nunešti į komunalinį surinkimo punktą arba nemokamai pristatyti vietiniam pardavėjui. Baterijos ir įkraunamos baterijos yra paženklintos taip:



Šie simboliai reiškia, kad tu kaip vartotojas, negali išmesti baterijų ir įkraunamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijos ir įkraunamos baterijos, kuriose yra kenksmingų medžiagų, yra paženklintos vienu iš šių simbolių. Simbolis susideda iš perbrauktos šukščiadėžės su ratukais ir cheminio sunkiojo metalo, kuris yra pagrindinis teršalas, simbolio. Išsamiau minėti simboliai reiškia:

Pastabos dėl ličio baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Ličio baterijas ir įkraunamas ličio baterijas gali atpažinti pagal cheminį simbolį Li+. Be pateiktos informacijos, taip pat norėtume atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: išmetant ličio baterijas arba įkraunamas baterijas, grąžinant jas mums, pristatant į komunalinį surinkimo punktą arba atiduodant vietiniams mažmenininkams arba viešosioms atliekų šalinimo įmonėms, įsitikink, kad jie visiškai išsikrovę. Taip pat prašome, kad baterijos kontaktinius paviršius, pažymėtus „+“ ir „-“, uždegtum lipnia juosta, kad išvengtum gaisro pavojaus.



„GESKE Beauty Tech GmbH“, Leipziger Platz 18, 10117 Berlynas šiuo pareiškia, kad visi elektroniniai prietaisai atitinka atitinkamas galiojančią Europos direktyvų 2014/30/ES ir 2011/65/ES sąlygas.

Atsakomybės apribojimas

„GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų mažmenininkai yra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl tyčinio arba labai neatsargaus „GESKE Beauty Tech GmbH“, atstovo arba įgaliotinio atstovo elgesio pagal teisinius nurodymus. Išskyrus gyvybės, galūnių ar sveikatos sužalojimą ir esminių sutartinių įsipareigojimų (pagrindinių įsipareigojimų) pažeidimą, „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų pardavėjai atsako tik už žalą, kuri gali būti siejama dėl tyčinio ar labai neatsargaus elgesio. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Be to, atsakomybė vartotojui dėl priimtos garantijos, išskyrus tyčinio ar labai neatsargaus elgesio arba mirties atvejus, kai padaroma žala sveikatai ir pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai (pagrindiniai įsipareigojimai), apsiriboja tipiniais, numatomais nuostoliais sudarant sutartį, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Kalbant apie įmones, išskyrus mirties atvejus, galūnių ir sveikatos sužalojimų arba tyčinio ar didelio aplaidumo „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jos mažmenininkų atsakomybės atvejus, atsakomybė apsiriboja tipine, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl: šio vadovo nesilaikymo ir (arba) netinkamo naudojimo, ir (arba) neleistinų pakeitimų ir (arba) techninių pakeitimų ir (arba) nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo ir (arba) nepatvirtintų priedų naudojimo. Reikalavimai dėl atsakomybės pagal Vokietijos teisės aktus dėl atsakomybės už produktą lieka nepakitę.