



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



MicroCurrent Face-Lift Technology



Anti Aging Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres



Low-Voltage Current

Моментальный эффект
Подтяжка лица



Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ 01

Прежде чем использовать технологию MicroCurrent Face-Lift Technology, убедись, что устройство сухое.

СОВЕТ 02

Для достижения наилучших результатов и оптимальной функциональности используй наш специально разработанный увлажняющий микротоковый гель. Обязательно используй гель при работе со всеми нашими микротоковыми устройствами.

СОВЕТ 03

После каждого использования очищай устройство средством для очистки устройств GESKE.



Пульсации SmartSonic

Лифтинг и восстановление




Микроток

5 уровней интенсивности



Вкл./выкл.

Нажми и удерживай 1–2 с



Контуринг и укрепление

Тонизированная кожа



Антивозрастной массаж

Здоровое сияние молодости

ОСВОЙ ПЕРВЫЕ ШАГИ

В устройстве SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lifter | 6 в 1 реализованы технологии MicroCurrent и SmartSonic Pulsation, которые укрепляют и подтягивают кожу, придавая ей молодой вид и здоровое сияние.



ПОДТЯЖКА ВСЕГО ЛИЦА И ШЕИ

ПОДГОТОВКА

Очисти лицо и удали макияж. Нанеси наш специально разработанный увлажняющий микротоковый гель.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включи технологии SmartSonic Pulsation и MicroCurrent Face Lift Technology, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. Выбери желаемую интенсивность кнопками «плюс» и «минус».

ЛИФТИНГ

Начиная с подбородка, проведи устройством вдоль линии челюсти, носа, носогубных складок, щек и вверх по шее. Повтори каждое движение несколько раз с обеих сторон лица и шеи.

ЗАВЕРШЕНИЕ УХОДА

Выключи устройство, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд, а затем промой его водой. После использования протри устройство средством для очистки устройств GESKE.



ПРОРАБОТКА НУЖНЫХ УЧАСТКОВ

ЛИНИЯ ЧЕЛЮСТИ

Поверни устройство боком и аккуратно проведи им наружу вдоль линии челюсти от подбородка. Затем поднимись к носовой складке и проведи устройством вверх и наружу к уху.

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

Удерживая устройство горизонтально, проведи им от носогубных складок наружу, вдоль скуловой кости и вверх к виску.

ЛОБ

Начни с виска и проведи устройство восходящим движением к линии роста волос. Повтори, сдвигаясь вбок.

ШЕЯ

Начни с основания шеи, рядом с плечом, и проведи устройство восходящими движениями по боковой поверхности шеи до линии челюсти. Не проводи устройство через горло. Затем теми же скользящими движениями пройди от челюсти до скулы.

Создай свою личную программу ухода за кожей

и скачай наше приложение GESKE



Продвинутое приложение



Видео-руководство



Сканирование кожи с помощью ИИ



Советы эксперта



Персональное руководство



Награды в приложении



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Обязательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохраняйте обе инструкции по применению.

Обзор продукта

Изделие представляет собой многофункциональное микротоковое устройство. Его можно использовать безопасно до трех раз в неделю, но не чаще одного раза в день. Не используйте изделие чаще. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуйте индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Назначение

устройство Geske MicroCurrent Face-Lifter предназначено для стимуляции кожи шеи и лица. Продается без рецепта.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием устройства полностью прочтите данную брошюру по технике безопасности и краткое руководство. Обязательно сохраните оба руководства, ведь в них содержится важная информация о безопасном использовании, а также о технических и юридических требованиях к информации. Устройство представляет собой продукт по уходу за кожей для взрослых. Это не медицинское устройство и не продукт с медицинскими или другими лечебными свойствами. Использование по назначению также подразумевает соблюдение краткого руководства, перечисленных здесь предупреждений и индивидуальных рекомендаций по применению от GE. Устройство является перезаряжаемым, обеспечивая удобную и беспроводную работу. Перед первым использованием его необходимо полностью зарядить. Все, что тебе нужно, это прилагаемый USB-кабель для зарядки. Первоначальная зарядка может занять до восьми часов. Кабель должен стыковаться с обоими магнитными контактами в специально предусмотренных металлических контактных точках устройства. Если кабель для зарядки не подсоединяется сам, подключи его к источнику питания и подожди. Магнитный эффект активируется снова, и контакты подключаются автоматически. Убедись, что магнитные контакты подключаются только к контактным точкам устройства, а не к другим металлическим поверхностям.

Характеристики

Материалы: АБС, силикон, сплав цинка | Температура хранения: -5+60 °C/23-140 °F | Аккумулятор: литий-ионный 3,7 В | Емкость аккумулятора: 380 мАч | Максимальный зарядный ток: 350 мА | Напряжение зарядки: 5 В | Время зарядки: ок. 2,5 часов | Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности | Интерфейс: USB | Программы: вибрация: 1 уровень интенсивности, микроток: 5 уровней интенсивности

Продукт не пригоден для использования при следующих условиях:

Если у тебя диагностирована повышенная чувствительность к теплу (например, тепловая крапивница)
Если во время терапии возникает ощущение (слишком) сильного жара, ее следует немедленно прекратить

В следующих случаях необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить, подходит ли тебе данный продукт:

Если у тебя есть заболевание сердца и если ты беременна. Безопасность применения во время беременности не установлена.

Дополнительная информация по использованию:

Прежде чем использовать технологию Microcurrent Face-Lift Technology, убедись в том, что продукт совершенно сухой. Технологией Microcurrent Face-Lift Technology следует пользоваться только с увлажняющим микротоковым гелем GESKE. Не используй микротоковый режим для обработки груди, области вокруг глаз, средней линии шеи, в области гениталий/паху, а также на участках с покраснениями и воспалениями, родинками и расширенными кровеносными сосудами. Данных об отдаленных последствиях использования микротока нет. В результате стимуляции зрительного нерва во время использования могут возникать вспышки света. Если этот эффект не проходит после использования продукта, обратись к врачу. Во время нанесения может возникнуть легкое покалывание. Для уменьшения или устранения покалывания необходимо снизить интенсивность микротока. Использование устройства может влиять на работу электронных контролируемых устройств. Запрещается пользоваться продуктом во время управления автомобилем или тяжелой техникой. Запрещается вставлять острые предметы в отверстия продукта. Продукт можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). Для зарядки устройства мы рекомендуем источники питания стандарта IEC60335. Не используй продукт на коже с раздражением или повреждениями или на открытых ранах (после любого вида травм), в случае бактериальных или вирусных инфекций кожи (как в области использования, так и в других местах). Продукт не предназначен для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. При наличии проблем с кожей или кожных заболеваний проконсультируйся с дерматологом перед использованием продукта. Не используй продукт, если он 1) нагрелся свыше обычного, 2) имеет механические повреждения или деформации, 3) изменил цвет. Если во время использования продукта появится боль и (или) дискомфорт, прекрати использование и обратись к врачу. Область вокруг глаз очень чувствительна. Будь осторожнее в этой области и избегай контакта продукта с веками или глазами. Используй продукт только согласно своей индивидуальной программе по уходу. Из соображений гигиены не рекомендуем давать свой продукт другим пользователям. Продукт предназначен для косметического использования на лице, шее и зоне декольте. GESKE не несет ответственности за вредные последствия, возникшие в результате использования продукта на других участках тела или иного ненадлежащего использования, а также его подключения к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкости или шарикам. Перед зарядкой убедись, что вилок и розетка полностью сухие. В противном случае возникает риск удара электрическим током, короткого замыкания или возгорания. Продукт нельзя использовать, когда он подключен к розетке.

Предупреждения

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Опасность травмирования из-за пожара/возгорания!

Не туши продукт водой. Не бросай продукт в огонь!

Опасность травмирования из-за неисправных аккумуляторов!

Неправильное обращение с аккумуляторами может вызвать неконтролируемую экзотермическую реакцию. В таком случае немедленно и надлежащим образом утилизируй продукт.

Опасность травмирования для детей!

Храни продукт в недоступном для детей месте.

Опасность поражения электрическим током!

Жидкость может повредить зарядную цепь и поставить твоё здоровье под угрозу. При очистке отсоедини продукт от кабеля для зарядки или цепи.

Опасность повреждения магнитными полями!

Магнитные поля могут воздействовать на механические и электронные компоненты, например, электродимультиметры. Не используй продукт непосредственно над кардиостимулятором. **Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу.** Не размещай карты с магнитными полосами (например, кредитные карты) рядом с продуктом, так как находящиеся в нем магниты могут их повредить.

Опасность повреждения из-за изменения температуры окружающей среды!

Изменение температуры окружающей среды (например, после транспортировки) может привести к образованию конденсата. В этом случае не используй продукт, пока он не приспособится к новой температуре окружающей среды. Ни в коем случае не подвергай продукт воздействию прямых солнечных лучей, сильной жары или кипящей воды.

Безопасное использование при температуре окружающей среды до 50 °C.

Опасность повреждения из-за слишком долгой зарядки!

Отключи кабель для зарядки от цепи после каждой зарядки.

Безопасная зарядка при температуре окружающей среды до 45 °C.

Информация об утилизации устройства и Директиве WEEE. Данный электроприбор был впервые выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) и национальными нормами электроприборы и электронные компоненты, входящие в комплект поставки, запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы продукт необходимо утилизировать в муниципальном пункте сбора утильсырья для обеспечения экологически безопасной утилизации.

Информация о батареях/аккумуляторных батареях

Безопасное использование при температуре окружающей среды до 50 °C.

Опасность повреждения из-за слишком долгой зарядки!

Отключи кабель для зарядки от цепи после каждой зарядки.

Безопасная зарядка при температуре окружающей среды до 45 °C.



Информация об утилизации устройства и Директиве WEEE. Данный электроприбор был впервые выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) и национальными нормами электроприборы и электронные компоненты, входящие в комплект поставки, запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы продукт необходимо утилизировать в муниципальном пункте сбора утильсырья для обеспечения экологически безопасной утилизации.

Информация о батареях/аккумуляторных батареях

В рамках реализации батарей и аккумуляторных батарей, в соответствии с европейскими нормами мы обязаны информировать тебя, потребителя, о следующем: возврат батарей и аккумуляторных батарей требуется законом. После использования ты можешь вернуть их нам, доставить в муниципальный пункт сбора утильсырья или бесплатно доставить местному дилеру. Батареи и аккумуляторные батареи маркируются следующим образом:



Эти символы означают, что ты, потребитель, не можешь утилизировать батареи и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Батареи и аккумуляторные батареи, содержащие вредные вещества, маркируются одним из этих символов. Символ состоит из перечеркнутого мусорного бака на колесах и химического символа тяжелого металла — основного загрязнителя. Указанные выше символы означают следующее:

Информация о литиевых/аккумуляторных батареях

Литиевые батареи и литиевые аккумуляторные батареи можно распознать по химическому символу Li*. Помимо представленной выше информации мы также хотели бы отметить следующее: при утилизации литиевых батарей или аккумуляторных батарей, возвращая их нам, сдавая в муниципальный пункт сбора утильсырья или местным розничным торговцам или общественным компаниям по утилизации отходов, убедись, что они полностью разряжены. Также просим закрыть клейкой лентой контактные поверхности батареи, отмеченные „+“ и „-“, во избежание риска возгорания.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin настоящим заявляет, что все электронные устройства отвечают соответствующим требованиям действующих европейских директив 2014/30/EC и 2011/65/EC.

Ограничение ответственности

Компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность за ущерб, причиненный в результате умышленного нарушения или грубой халатности со стороны GESKE Beauty Tech GmbH, представителя или доверенного лица, согласно требованиям законодательства. За исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность только за ущерб, который можно отнести к умышленному нарушению или грубой халатности. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Кроме того, ответственность перед потребителями по предположенной гарантии, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, ограничивается возмещением обычных убытков, прогнозируемых при заключении договора, а также средней суммой убытков, типичной для договора такого типа. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Компания не берет на себя ответственность за ущерб, причиненный в результате: несоблюдения требований данного руководства / неправильного использования / несанкционированных изменений / технических модификаций / использования необдобренных запасных частей / использования необдобренных аксессуаров. Претензии по законодательству Германии об ответственности за качество продукции остаются в силе без изменений.